

# Audit interne IDDSI

## Boissons

0 LIQUIDE 
 1 TRÈS LÉGÈREMENT ÉPAIS 
 2 LÉGÈREMENT ÉPAIS 
 3 3 MODÉRÉMENT ÉPAIS / PURÉE FLUIDE



Date	Boisson ou produit testé(e)	
Technique(s) de maintien / remise en température		
Température de test	°C Au moment du service	°C 15 min après le service
	°C	30 min après le service

**Consignes :** Méthodes de mesure **déterminantes** pour les boissons : **Test d'écoulement IDDSI pour TOUTES les boissons + Test d'égouttement à la fourchette pour le Niveau 3**

L'échantillon remplit les critères lorsque la réponse est OUI à chaque test (ou mesure) déterminant(e) marqué(e)s d'un astérisque \*.

Tests pour les boissons, soupes, compléments nutritionnels oraux, sauces, coulis, traitements médicamenteux liquides		Répond aux critères		
		Lors du service	15 min après le service	30 min après le service
<b>Déterminant : Aspect</b>				
* Texture lisse sans petits morceaux (grumeaux, fibres, morceaux de coquille / de peau de fruits, particules de légume, viande, cartilage)		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Déterminant : Test d'écoulement IDDSI (seringue graduée de 10 ml, mesurant 61,5 mm entre les graduations 0 et 10)</b>				
* Niveau 0 - Liquide :	tout le liquide-test s'écoule en 10 secondes ou moins	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
* Niveau 1 - Très légèrement épais :	de 1 à 4 ml restent après 10 secondes d'écoulement	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
* Niveau 2 - Légèrement épais :	de 4 à 8 ml restent après 10 secondes d'écoulement	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
* Niveau 3 - Modérément épais / Purée fluide :	plus de 8 ml restent après 10 secondes d'écoulement → effectuer ensuite le test d'égouttement à la fourchette (ci-dessous)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Déterminant : Test d'égouttement à la fourchette - Uniquement pour le niveau 3 - Modérément épais / Purée fluide</b>				
* S'écoule lentement par à-coups entre les dents d'une fourchette		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Test de pression à la fourchette - Uniquement pour le niveau 3 - Modérément épais / Purée fluide</b>				
Les dents de la fourchette ne laissent pas de trace nette sur sa surface, même brièvement		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>CONCLUSIONS GÉNÉRALES : l'échantillon répond-il aux critères du...</b>				
Niveau 0 - Liquide ?		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Niveau 1 - Très légèrement épais ?		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Niveau 2 - Légèrement épais ?		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Niveau 3 - Modérément épais / Purée fluide ?		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

**Remarque :** Pour plus d'informations sur les tests d'écoulement IDDSI et d'égouttement à la fourchette : <https://iddsi.org/Translations/>